


乳がん体験者が作ったパッド



しずくパッドを開発したのは、プロの洋裁師の一宮美恵子さん（札幌市在住）です。自身が乳がん体験後、既製品に満足できず、自分用に作ったパッドが原型になっています。

乳がん術後に乳房を補整するための乳がんパッドは、乳房のふくらみを保つためだけでなく、姿勢やバランスの保持、皮膚の保護のためにも重要だといわれています。

しずくの形にすることで、脇の下までカバーできます。中に入れる素材も研究を重ね、適度な重さがあつてずれにくく、それでいて長時間装着してもつらくならないよう、特徴の異なる2種類のベレット素材を組み合わせました。形を保つため、生地を裁断にもこだわり、型くずれしないように水通し

をしてから製作しています。手縫いなので風合いが柔らかく、自然なカーブで身体にフィットします。洗濯機で洗えるので清潔さを保てます。

「自らの経験と技術を他の人のためにも役立てることができたら…」という一宮さんの思いが形になったしずくパッド。2015年2月には、意匠登録を取得しました。

さらに詳しい情報は「がんサポーター北海道」のウェブサイトをご覧ください。試着可能なしずくパッドの見本を置いている北海道内の病院の情報も掲載しています。

<http://cancersupport.jp/breastpadsales>




「しずくパッド」サイズ選びのコツ

- スポーツブラやおしゃれブラなど、ブラジャーによって最適なパッドのサイズが変わることがあります。
- ゆったりした着け心地のブラがお好みの方は、ひとまわり小さいサイズの方がよいという声も聞きます。また、迷った時は小さめのサイズがオススメです（大きすぎると調整が難しいですが、小さい場合は薄手のブラパッドやタオルハンカチなどで調整しやすいため）。
- Sと2S、MとMS、LとLMは型紙が同じですが、ビーズの総量が異なります。乳房の張りがなくなってくる年齢の方は、ビーズが少なめの方が形を整えやすいという声もあります。例えば M サイズの方でも、お出かけ用のブラは M、ゆったりブラは MS が良い場合もあるようです。
- 市販のブラジャーをご利用の場合、パッドはブラのポケットには入れずに、直接肌に触れるようにすると形がきれいに出来ます。

● サイズ・料金表

(サイズ、重さは製品ごとでわずかな差があります)

| サイズ | 重さ | A | B | 高さ | 料金 |
|-----|------|--------|--------|-------|----------------------|
| 2S | 85g | 11.5cm | 16cm | 3.5cm | 1個 3,500円 (税込) |
| S | 100g | 11.5cm | 16cm | 4cm | |
| MS | 115g | 13cm | 17cm | 4.5cm | |
| M | 130g | 13cm | 17cm | 5cm | |
| LM | 150g | 14cm | 18.5cm | 5.5cm | |
| L | 165g | 14cm | 18.5cm | 6cm | 1個 4,500円 (税込) |
| 2LM | 168g | 15cm | 20cm | 6.5cm | |
| 2L | 195g | 15cm | 20cm | 7cm | |



2LM・2Lはクリームのみとなります

● カップとアンダーバストによるサイズ目安

| | 65~70cm | 70~75cm | 75~85cm |
|------|----------|----------|----------|
| Aカップ | 2S | MS | M |
| Bカップ | S | M | LM |
| Cカップ | S | M | LM または L |
| Dカップ | S または MS | M または LM | L |
| Eカップ | | 2LM | 2L |

